

Version 1.0/2019



*My*FILLER



*My*MED

Vendel utca, 11  
1096 Budapest - Hungary  
Tel. +36 1 613 0045

[www.my-med.eu](http://www.my-med.eu)  
[info@my-med.eu](mailto:info@my-med.eu)

**Man Max**





# Man Max

MyFILLER

## ERKEKLER İÇİN DOLGU

Yüz kıllarına sahip olmanın yanı sıra, erkek cildi ile kadın cildi arasında yapısal farklılıklar vardır.

- **Kalınlık:** Erkek cildi kadınlıkından yaklaşık %25 daha kalındır. Bir erkeğin cildi yaşla birlikte yavaş yavaş incelirken, bir kadının cilt kalınlığı 40'lı yaşların ortasına kadar sabit kalır.
- **Kolajen:** Erkeklerin kollajen yoğunluğu kadınlardan daha yüksektir. Bununla birlikte, erkekler güneşten daha az etkilenir ve yaşlanmayı geciktirici sağlıklı alışkanlıklara daha az sahiptir, bu da bir erkeğin cildine yıllar ekler ve yavaşlatılmış içsel yaşlanmanın faydasını ortadan kaldırır.
- **Doku:** Erkek cilt dokusu bir kadınlıkından farklıdır. Daha kalın stratum korneum nedeniyle daha sert ve pürüzlüdür. Bu aynı zamanda, erkeklerin deri altı yağ kaybıyla ilişkili daha derin yüz kırışıklıkları geliştirmeye eğilimli olduğu yıllar içinde gelişen yüz kırışıklığındaki farklılığın da sebebidir.
- **Yüz Kılları:** Düzenli traş, erkek yüz cildini zorlar. Traş, bir şekilde basit bir prosedür gibi görünse de, kesiklere, jilet yanıklarına, kılların batmasına ve ayrıca mikroskobik ölü deri parçalarını temizlediği için cildi dış etkilere aşırı maruz bırakan bir tür "soyulmadır" ve zayıflamış bir cilt bariyer fonksiyonunun sebebidir.



CE 0373

Periosteum, Middle Deep Derma,  
Subcutaneous Upper

## MAN MAX

"Özellikle yaşlanma karşıtı tedavilerde kişisel bakım ürünlerinde özgünlük arayan Y kuşağı erkeklerinden ilham alındı."


**My Filler Man Max** özel formülü, kadın ve erkek cildi arasındaki biyolojik ve yapısal tüm bu farklılıklar göz önünde bulundurularak oluşturuldu.

**My Filler** serisinin (Soft, Medium ve Strong) temelini oluşturduğu tanınmış **TRIO Teknolojisi** daha da geliştirildi ve sonuç erkek cildinde stabil ve daha aktif mükemmel ve dengeli bir formül oldu.

Başka bir deyişle, **TRIO Teknolojisi**, 3 spesifik formülasyon değişkeninde çalışır: hyaluronik asit konsantrasyonu, molekül boyutu ve çapraz bağlanma hızı. **My Filler Man Max** bir adım öne geçiyor... ve **TRIO Teknolojisine** dayalı çapraz bağlı hyaluronik asit jel solüsyonu, ekstra 5 mg / ml çapraz bağlı olmayan hyaluronik asit jeli ile destekleniyor.

Büyük bir fark yaratan basit bir ekleme...

Çapraz bağlı olmayan hyaluronik asit hemen harekete geçer ve istenen cilt etkisini anında sağlar. Materyal enjekte edilir edilmez başlar. Ne yazık ki, NCLHA işlemi zamanla sınırlıdır (normalde 5-7 gün), ancak bu, çapraz bağlı hyaluronik asidin oturması ve estetik olmayan kusuru düzelterken kalan boşluğu doldurması için yeterli zamandır.



Kod	Çapraz bağlantılı HA Konsantrasyonu	Çapraz bağlı olmayan HA Konsantrasyonu	Hacim	Süre
MYF004	25 mg/ml	5 mg/ml	1 ml'lik 1 şırınga	6-9 ay

**My Filler Man Max paketi şunları içerir:** 1 adet 1 ml'lik hazır dolum şırınga, 2 adet 27G 1/2 " iğne, 2 ürün etiketi, çok dilli kullanım talimatı ve 1 Hasta Kartı.

**Kullanma süresi:** 30 ay.